

krótkona instrukcja obsługi urządzenia DR400



Przed rozpoczęciem pobierz i zainstaluj aplikację PCPatch dostępną na stronie www.nemon.com.

Aplikacja PCPatch

- Pobierz aplikację PCPatch ze strony www.nemon.com i zainstaluj ją na komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do analizy i/lub do którego podłączani są pacjenci.
- Uwaga: do korzystania z urządzenia DR400 nie jest potrzebny adapter Bluetooth USB. Adapter jest wymagany wyłącznie do przeglądania zapisów EKG w aplikacji PCPatch.
- Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, skontaktuj się z dystrybutorem.



Instrukcja podłączenia

Przygotowanie pacjenta

- Znajdź najlepsze miejsce do zamocowania elektrody i odprowadzenia.
- Przed zamocowaniem elektrody przygotuj skórę pacjenta. Jeśli w miejscu zamocowania elektrody pacjent ma owłosienie, należy je zgolić maszynką do golenia.
- Mocno przytrzymaj miejsca mocowania wacikiem nasączonym alkoholem, aż skóra się zaczerwieni.
- Odczekaj do wyschnięcia przed wykonaniem dalszych czynności.


Przylepic z 1 odprowadzeniem (1CH)
Z opcjonalnym odprowadzeniem (3CH)



Przylepic z 3 odprowadzeniami (3CH)



Adapter z 3 odprowadzeniami (3CH)



Opis:

Kroki/wskazówki:

1. Naładuj całkowicie akumulator urządzenia DR400

- Do naładowania urządzenia DR400 skorzystaj ze stacji dokującej podłączonej do źródła zasilania.
- Podczas ładowania urządzenia DR400 dioda będzie migać na pomarańczowo, a po całkowitym naładowaniu będzie migać na zielono co 4 sekundy.

2. Zainstaluj i uruchom aplikację PCPatch

- Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś), pobierz aplikację PCPatch ze strony www.nemon.com i zainstaluj ją na komputerze, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do analizy i/lub do którego podłączani są pacjenci. Uruchom aplikację PC Patch.

3. Przygotuj urządzenie DR400 dla pacjenta

- Umieść urządzenie DR400 w stacji dokującej i podłącz je do komputera.
- Teraz wykasuj dane, wprowadź identyfikator pacjenta i zaktualizuj ustawienia.
- Nowa funkcja DR400 w wersji 5.22: rozpocznij rejestrowanie, wciskając przycisk „Start DR400”, a następnie odłącz urządzenie od komputera.

4. Podłącz elektrodę samoprzylepną do urządzenia DR400 i do pacjenta

- Podłącz wybraną konfigurację odprowadzeń do urządzenia DR400.
- Usuń papier zabezpieczający z elektrod i mocno przyklej je do suchej przygotowanej skóry pacjenta.
- Pacjent jest gotowy do rozpoczęcia badania.

5. Aby przeprowadzić analizę zapisów z Holtera, należy zdjąć urządzenie DR400 z pacjenta i skopiować dane do komputera

- Zdejmij urządzenie DR400 z pacjenta i podłącz je do stacji dokującej połączonej z komputerem. (Urządzenie DR400 zatrzyma rejestrowanie po 2 minutach.)
- Skopiuj dane z Holtera DR400 do katalogu pacjenta w oprogramowaniu HE/LX Analysis lub LX Remote.
- Otwórz folder „Patient” (Pacjent), aby wyświetlić i przeanalizować dane pacjenta lub w dowolnym momencie wysłać plik LX Remote.

W celu dokonania zakupu elektrod samoprzylepnych lub adaptera należy skontaktować się z dystrybutorem firmy NorthEast Monitoring.



NorthEast Monitoring, Inc.


141 Parker Street, Suite 200
Maynard, MA 01754 USA
www.nemon.com

phone: [+1] 978-461-3992
fax: [+1] 978-461-5991
toll free USA: 866-346-5837
email: info@nemon.com



Prawa autorskie: 2022
Data ostatniej aktualizacji: 27 czerwca 2022 r.
NEMM049 - Rev-H - polski

Funkcje i tryby pracy urządzenia DR400



DR400

FUNKCJE DR400

FUNKCJA	CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA	REAKCJA DIODY	DODATKOWE INFORMACJE
ZAPISYWANIE ZDARZENIA	Podczas rejestracji wciśnij krótko przycisk PRESS	Dioda urządzenia DR400 miga powoli na zielono ● przez kilka sekund	<ul style="list-style-type: none"> Trwa zapisywanie zdarzenia
PODGLĄD EKG	Podczas rejestracji przy uruchomionej aplikacji PCPatch przytrzymaj przycisk PRESS, aż dioda urządzenia DR400 zacznie migać na zielono	Dioda urządzenia DR400 miga szybko na zielono ✱ podczas przesyłania danych przez Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> W ciągu kilku sekund otworzy się okno podglądu EKG Do działania tej funkcji urządzenie DR400 musi być sparowane z adapterem NorthEast Bluetooth USB, a aplikacja PCPatch musi być uruchomiona na komputerze, do którego podłączony jest adapter Bluetooth USB
ZATRZYMANIE REJESTRACJI, ZAPISYWANIE EKG I AKTUALIZACJA USTAWIEŃ	Umieść urządzenie DR400 w stacji dokującej połączonej z komputerem, na którym zainstalowana jest aplikacja PCPatch	Urządzenie DR400 rozpoczyna ładowanie akumulatora i jest gotowe do współpracy z aplikacją PCPatch	<ul style="list-style-type: none"> Za pomocą aplikacji PCPatch możesz przeglądać, kopiować i/lub usunąć plik flash.dat Za pomocą aplikacji PCPatch możesz także aktualizować ustawienia i parować urządzenie DR400 z adapterem Bluetooth USB i/lub Gateway (w przypadku rejestracji zdarzeń)

Ważne: Rejestrator należy czyścić wilgotną szmatką i mydłem. **NIE UŻYWAĆ** agresywnych środków czyszczących, takich jak aceton lub izopropanol (IPA) w stężeniu przekraczającym 70%.

Tryby pracy urządzenia DR400



Gdy urządzenie DR400 znajduje się w stacji dokującej i jest podłączone do komputera lub zasilania:

- Akumulator urządzenia **ładuje się**, gdy dioda miga na pomarańczowo lub
- Akumulator urządzenia **jest całkowicie naładowany**, gdy dioda miga na zielono
- Niepodłączone urządzenie DR400 znajduje się w **trybie rejestracji** lub w **trybie czuwania**

Nie wiesz, czy urządzenie DR400 jest w trybie rejestracji, czy czuwania? Jeśli urządzenie DR400 nie jest podłączone, wciśnij krótko przycisk i zwróć uwagę:

- Jeśli dioda urządzenia DR400 miga na zielono przez około 30 sekund – urządzenie działa w **trybie rejestracji**.
- Jeżeli po wciśnięciu przycisku dioda świeci na zielono, ale następnie nie miga – urządzenie DR400 jest w **trybie czuwania** i jest gotowe dla następnego pacjenta.
- Jeśli po wciśnięciu przycisku dioda świeci na pomarańczowo – urządzenie DR400 nie jest w trybie rejestracji i nie można go w tym stanie uruchomić. Przed kolejnym użyciem należy skorzystać z aplikacji PCPatch, aby przejrzeć, zapisać, usunąć dane oraz wprowadzić identyfikator nowego pacjenta. Konieczne może być naładowanie rejestratora.
- Jeśli nie świeci się żadna dioda, oznacza to, że akumulator urządzenia DR400 wymaga naładowania.

Rxonly



MediMark Europe, SARL
11 Rue Emile Zola
3800 Grenoble France

